



マジックインキ® なまえペン



本体サイズ・重量: 141×16.6×12.2 (mm)・9.5g



細 0.8mm

0.5mm 極細

キャップ、軸本体に
抗菌素材を練り込み
抗菌仕様に!



基準値2倍以上 抗菌 仕様

なまえペンの従来の特長は
勿論そのまま!

「顔料インキ」は色の粒子が大きく、繊維等に染み込みにくいので、にじみにくく、濃く書ける「なまえ書き」に最適なインキです。



マジックインキ
抗菌なまえペン ツイン
バックサイズ・重量:
52×206×13 (mm)・10g
180円+消費税
※仕様はバック入り商品
のみとなります。

黒 T1 569362
包装単位: 10/200

発売日 2020年7月21日

マジックインキから抗菌タイプのなまえペン「マジックインキ 抗菌なまえペン ツイン」が新登場!

抗菌素材を軸本体に練り込み、細菌の繁殖、増殖を防ぐ衛生面に優れた安心・安全仕様のなまえペンです。

ここがポイント!

- 細菌の繁殖、増殖を防ぐ抗菌仕様
- 抗菌製品技術評議会「SIAAマーク」を取得
- にじみにくく、濃く書ける油性顔料インキ
- 速乾・耐水性に優れたアルコールインキ
- 耐洗濯性、耐摩耗性に優れたインキ
- 線幅0.8mm・0.5mmのツインタイプ
- 携帯に便利なクリップ付き
- 紙・布・プラスチック・ビニール・ガラス・金属・革などの名前書きに

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
(抗菌)

無機抗菌剤・練込
太キャップ、細キャップ、
ホルダー、軸
JP0122501A0001N

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

基準値2倍以上の優れた抗菌性を実現。

銀系無機抗菌剤を使用している為、従来の有機系抗菌剤と比較して、安全性が高く、広範囲の細菌類に対して長期にわたり有効に作用します。またJISZ2801(通称フィルム密着法)による抗菌性試験により大腸菌に対しては6.1、黄色ブドウ球菌に対しては4.1と抗菌活性値基準の倍以上の数値で菌の繁殖、増殖を防ぎます。

注:試験機関にて無加工品(抗菌剤を使用していない製品)と抗菌加工品(抗菌剤を使用している製品)との差を測定し、抗菌活性値が2以上であれば抗菌効果があると認められる。

■品番・JAN一覧

品名	品番	JAN	本体価格
抗菌なまえペン ツイン	KMNTP-T1	569362	180円

寺西化学 検索 <http://www.guitar-mg.co.jp/>

本社/〒535-0004 大阪市旭区生江2丁目13番11号 TEL.06-6928-3101(代)
東京支社/〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目1番12号 吉川ビルディング7階 TEL.03-6458-5331
名古屋営業所/〒456-0053 名古屋市熱田区一番2丁目2番6号 ナカバヤシ株式会社名古屋支店ビル 3階
TEL.052-665-6305

※改良の為、デザイン・仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。
※「マジック」「マジックインキ」は、株式会社内田洋行の登録商標です。

JANメーカーコード: 4902071

マジックインキ® Majestar マジエスター



本体サイズ・重量: 147.5×24×24 (mm)・24.5 (g)



太 2.5×6mm

1~2mm 細

キャップ、軸本体に
抗菌素材を練り込み
抗菌仕様に!



マジックインキ抗菌マジエスター

バックサイズ: 55×215×24 (mm)
重量: 25.5 (g)

180円+消費税

※仕様はバック入り商品のみとなります。

黒 T1 557574

包装単位: 10/200

■替ペン先・補充インキ

■替ペン先

細字用(5本入)
[MSIN-JQHO]
サイズ: 58×98×5 (mm)
重量: 6 (g)
597082
包装単位: 20

太字用(5本入)
[MSIN-JQFU]
サイズ: 58×98×5 (mm)
重量: 7 (g)
597181
包装単位: 20

■補充インキ

容量2.5ml×3本入
[MHJA-T1]
サイズ: 70×110×20 (mm)
重量: 18 (g)
580015
包装単位: 10

発売予定日 2020年12月14日

マジックインキから抗菌タイプの「マジックインキ 抗菌マジエスター」が新登場!

抗菌素材をキャップ・軸本体に練り込み、細菌の繁殖、増殖を防ぐ衛生面に優れた安心・安全仕様の油性マジックです。

ここがポイント!

- 細菌の繁殖、増殖を防ぐ抗菌仕様
- 抗菌製品技術協議会「SIAAマーク」を取得
- アルコール系油性インキ使用
- なめらかな書き心地で筆記線の割れなし
- 用途に応じて使えるツインタイプ
- 補充インキ・替ペン先でエコ&経済的

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
(抗菌)

無機抗菌剤・練込
太キャップ、細キャップ、
ホルダー、軸
JP0122501A0001N

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

基準値2倍以上の優れた抗菌性を実現。

銀系無機抗菌剤を使用している為、従来の有機系抗菌剤と比較して、安全性が高く、広範囲の細菌類に対して長期にわたり有効に作用します。またJISZ2801(通称フィルム密着法)による抗菌性試験により大腸菌に対しては6.1、黄色ブドウ球菌に対しては4.1と抗菌活性値基準の倍以上の数値で菌の繁殖、増殖を防ぎます。

注:試験機関にて無加工品(抗菌剤を使用していない製品)と抗菌加工品(抗菌剤を使用している製品)との差を測定し、抗菌活性値が2以上であれば抗菌効果があると認められる。

■品番・JAN一覧

品名	品番	JAN	本体価格
抗菌マジエスター	KMMJ50P-T1	557574	180円+消費税
替ペン先 細字用(5本入)	MSIN-JQHO	597082	150円+消費税
替ペン先 太字用(5本入)	MSIN-JQFU	597181	150円+消費税
補充インキ(2.5ml×3本)	MHJA-T1	580015	150円+消費税

寺西化学 検索 <http://www.guitar-mg.co.jp/>

本社/〒535-0004 大阪市旭区生江2丁目13番11号 TEL.06-6928-3101(代)
東京支社/〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目1番12号 吉川ビルディング7階 TEL.03-6458-5331
名古屋営業所/〒456-0053 名古屋市熱田区一番2丁目2番6号 ナカバヤシ株式会社名古屋支店ビル 3階
TEL.052-665-6305

※改良の為、デザイン・仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。
※「マジック」「マジックインキ」は、株式会社内田洋行の登録商標です。

JANメーカーコード: 4902071